

エリプタ 各部位の名称
 (商品名：レルベア、アノーロ、アニュイティ)



<閉じた状態> カウンター <開けた状態>

カバーを開けるとカチッと音がして残量が1回分減る



未使用の状態では最大使用回数が表示されている



薬の残りが「9」以下になると左側が赤色に代わる



薬がなくなり、カウンターが「0」になった後にカバーを開けると、カウンター表示が赤色に代わる



トレーナーでは、吸気速度が十分であれば笛の音が鳴る
 (実薬では笛の音は鳴らない)

エリプタの最低吸気流速は30L/minでありトレーナーも30L/min以上の吸気速度で音が鳴るように設計されている。

初回準備

- 包装トレイは使用開始直前に開封する
- 包装トレイを開封後は6週間以内に使用し、薬が残った場合は保管しないで廃棄する

の初回のみ

・湿気に弱いため、使用直前に取り出す
 ・カバーの開閉でカウンターが進み、薬が無駄になってしまうので、吸入する時以外はカバーを開閉しない

エリプタの吸入チェックリスト

(商品名：エリプタ、アノーロ、アニュイティ)

※吸入するとき以外カバーを開けない

※カバーを開けてから吸入するまで、振ったり叩いたりしない

